


## G0.11 LP15

Skrevet av: Anders Halden  
Godkjent av: Ola Borstad  
Godkjent dato: I bruk



### Utvendig utstyr

Stoppeklokke (festes med borrelås)





### Rom 1

Artikkel	Enhet	Antall
ESpO2 Rainbow sensor voksen, Rainbow RC4 kable	stk	1
Rainbowsensor barn	stk	1
Kabel til blodtrykksmansjett	stk	1
Blodtrykksmansjett voksen	stk	1

Artikkel	Enhet	Antall
Termometersensor hud	stk	1
Termometer kabel	stk	1
EKG elektroder	stk	Min 25



## Rom 2



## Rom 3

Artikkel	Enhet	Antall
Blodtrykksmansjett barn	stk	1
Blodtrykksmansjett XXL	stk	1
Defi-pads barn, Quick-Combo	stk	1
Barberhøvel	stk	2
Defi-pads voksen, Quick-Combo	stk	1



#### Rom 4

Atrikkel	Enhet	Antall
EKG kabel std avledning	stk	1
EKG kabel precordialavledning	Stk	1